

Power wheelchairs

# K300 PS Jr.



**permobil**



PROGETTIAMO  
AUTONOMIA  
POLSKA

# Trzy, dwa, jeden, Start!

Dzieci w każdym wieku mogą wsiąść do akcji z Permobil K300 PS Jr. Podstawa z napędem na przednie koła w połączeniu z wysoce konfigurowalnym systemem siedzenia PS Jr. zapewnia idealne dopasowanie w miarę jak dziecko rośnie.

Opcja podłokietnika wieloruchowego z unikalnym obrotem i odchyleniem do tyłu – przemieszczanie staje się dziecinnie proste!



Zintegrowany system UniTrack otwiera drzwi do nieskończonej liczby regulacji i montażu akcesoriów dodatkowych

Regulowane zawieszenie zapewnia płynniejszą jazdę i lepsze pokonywanie przeszkód



Odchylany podnóżek 90°-150° (mocowanie centralne)



Podnóżek siedziska 0-200 mm




Odchylenie siedziska 0-45°

## Specyfikacje

<b>Maks. masa użytkownika</b>	76 kg
<b>Maks. prędkość</b>	7 km/h
<b>Zasięg* (ISO 7176-4)</b>	30-35 km
<b>Szerokość podstawy</b>	620 mm
<b>Długość podstawy</b>	1080 mm
<b>Minimalny promień skrętu</b>	625 mm
<b>Prześwit</b>	60-80 mm
<b>Zalecany typ akumulatora</b>	group 34
<b>Masa z akumulatorami</b>	109 kg
<b>Elektronika napędu</b>	90A R-net
<b>Wysokość siedziska od podłoża</b>	420-620 mm (podnóżnik) bez poduszki 420 mm (stała rura) bez poduszki

<b>Opcjonalny podnóżnik siedziska</b>	200 mm
<b>Regulacja kąta siedziska</b>	0° - 45°
<b>Manualna regulacja oparcia</b>	85° - 120°
<b>Opcje podnóżków</b>	70° (odchylane na bok) 90° - 150° (montaż centralny)
<b>Głębokość siedziska</b>	250-450 mm
<b>Szerokość siedziska</b>	275-400 mm (co 25 mm)
<b>Wysokość oparcia</b>	350-560 mm

\*Rzeczywisty zasięg jazdy może się różnić w zależności od warunków jazdy i stanu akumulatora.  
Specyfikacje mogą się różnić w zależności od konfiguracji. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi w celu uzyskania ostrzeżeń i wskazówek dotyczących bezpiecznej eksploatacji wózka inwalidzkiego w różnych warunkach jazdy.



Progettiamo Autonomia Polonia  
www.progettiamoautonomia.pl  
info@progettiamoautonomia.pl  
tel. +48 501 619 256

"To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą."