

Wózki elektryczne Permobil
K300 PS Jr.



permobil



PROGETTIAMO
AUTONOMIA
POLSKA

Trzy, dwa, jeden, Start!

Dzieci w każdym wieku mogą wsiąść do akcji z Permobil K300 PS Jr. Podstawa z napędem na przednie koła w połączeniu z wysoce konfigurowalnym systemem siedzenia PS Jr. zapewnia idealne dopasowanie w miarę jak dziecko rośnie.

Opcja podłokietnika wieloruchowego z unikalnym obrotem i odchyleniem do tyłu – przemieszczanie staje się dziecinnie proste!



Zintegrowany system UniTrack otwiera drzwi do nieskończonej liczby regulacji i montażu akcesoriów dodatkowych

Regulowane zawieszenie zapewnia płynniejszą jazdę i lepsze pokonywanie przeszkód



Odchylany podnóżek 90°-150° (mocowanie centralne)



Podnóżnik siedziska 0-200 mm



Odchylenie siedziska 0-45°

Specyfikacje

| | |
|--------------------------------------|---|
| Maks. masa użytkownika | 76 kg |
| Maks. prędkość | 7 km/h |
| Zasięg* (ISO 7176-4) | 30-35 km |
| Szerokość podstawy | 620 mm |
| Długość podstawy | 1080 mm |
| Minimalny promień skrętu | 625 mm |
| Prześwit | 60-80 mm |
| Zalecany typ akumulatora | group 34 |
| Masa z akumulatorami | 109 kg |
| Elektronika napędu | 90A R-net |
| Wysokość siedziska od podłoża | 420-620 mm (podnóżnik) bez poduszki 420 mm (stała rura) bez poduszki |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Opcjonalny podnóżnik siedziska | 200 mm |
| Regulacja kąta siedziska | 0° - 45° |
| Manualna regulacja oparcia | 85° - 120° |
| Opcje podnóżków | 70° (odchylane na bok) 90° - 150° (montaż centralny) |
| Głębokość siedziska | 250-450 mm |
| Szerokość siedziska | 275-400 mm (co 25 mm) |
| Wysokość oparcia | 350-560 mm |

*Rzeczywisty zasięg jazdy może się różnić w zależności od warunków jazdy i stanu akumulatora.
Specyfikacje mogą się różnić w zależności od konfiguracji. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi w celu uzyskania ostrzeżeń i wskazówek dotyczących bezpiecznej eksploatacji wózka inwalidzkiego w różnych warunkach jazdy.



Progettiamo Autonomia Polonia
www.progettiamoautonomia.pl
info@progettiamoautonomia.pl
tel. +48 501 619 256

"To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą."